

Seznam metod spec. barvení - LP

Seznamy/ Seznamy dokumentů řízené

číslo : č.18
 verze : 04
 exemplář :
 strana : 1 z 1
 platí od : 03.06.2024
 přílohy : 0
 datum tisku : 03.06.2024

SEZNAM METOD SPECIÁLNÍHO BARVENÍ

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ PKN

Název barvení	Znázornění	ZP	Třída ZP
Alciánová modř při pH 2,5	polysacharidy, hlen	netýká se	-
A-PAS	polysacharidy, hlen	netýká se	-
Gömöriho	retikulární vlákna	netýká se	-
Gram	bakterie	CE- IVD	A
Grocott	plísně	CE- IVD	A
Hematoxylin-eosin z parafinových řezů	přehledné barvení	netýká se	-
Hematoxylin-eosin ze zmražených řezů	přehledné barvení	netýká se	-
Kongo červeň podle Higmanna	amyloid	netýká se	-
Kossa	vápník	netýká se	-
Masson Fontána	melanin	netýká se	-
Mucikarmín	hlen	netýká se	-
Orcein	elastické vazivo	netýká se	-
PAS	polysacharidy, hlen	netýká se	-
Perls	trojmocné železo	netýká se	-
Resorcin-fuchsin	elastické vazivo	netýká se	-
Saturnová červeň	amyloid	netýká se	-
Sudan III – zmražené řezy	lipidy	netýká se	-
Trichrom Massonův modrý a zelený	kolagenní vazivo	netýká se	-
Warthin-Starry	Helicobacter pylori	netýká se	-
Weigert Van Gieson	kolagenní vazivo	netýká se	-
Ziehl-Neelsen	Kochovy bacily -acidorezistentní bakterie	CE- IVD	A

ZP zdravotnický prostředek

IH – IVD in house metoda (necertifikovaný in vitro test)

CE – IVD certifikovaná metoda (certifikovaný in vitro test)